

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 1445. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

99.00.01. Должность "Биолог"

1. Положительный результат реакции пассивной гемагглютинации характеризуется

- склеиванием эритроцитов в виде зонтика
 - выраженным гемолизом эритроцитов
 - осадком эритроцитов в виде пуговки
 - задержкой гемолиза эритроцитов
-

2. Для постановки реакции непрямой гемагглютинации используют

- эритроцитарный диагностикум
 - бактериальный диагностикум
 - анатоксин
 - комплемент
-

3. Определение группы крови основано на реакции

- преципитации
 - иммуноэлектрофореза
 - иммунодиффузии
 - агглютинации
-

4. Частью биологического материала, используемого для определения содержащихся в нём компонентов, является

- проба
 - образец
 - анализ
 - контрольная сыворотка
-

5. Метод турбидиметрии обычно используется для определения

- липидов
 - небелковых азотистых соединений
 - индивидуальных белков
 - углеводов
-

6. В сыворотке крови в отличие от плазмы отсутствует

- фибриноген
- альбумин
- калликреин
- комплемент

7. Отсутствие уробилина в моче указывает на

- гемолитическую желтуху
 - паренхиматозную желтуху в период продрома
 - обтурационную желтуху
 - болезнь Жильбера
-

8. К группе собственных (секреторных) ферментов плазмы крови относится

- протромбин
 - амилаза
 - креатинкиназа
 - лактатдегидрогеназа
-

9. Контринсулярным гормоном является

- ангиотензин
 - кальцитонин
 - кортизол
 - ренин
-

10. Под диспротеинемией понимают

- увеличение содержания общего белка
 - уменьшение содержания общего белка
 - нарушение соотношения фракций белков
 - снижение содержания фибриногена
-